



# Inhalateur Ingelheim® Poudre

## Bien utiliser mon dispositif d'inhalation

1



Relever l'embout buccal.

2



Placer la gélule dans l'orifice et refermer complètement l'inhalateur.

3



Tenir l'embout buccal en position verticale. Pousser le bouchon blanc jusqu'à ce qu'il cliquette et le relâcher aussitôt.

4



Expirer complètement avant d'utiliser le système d'inhalateur.  
Placer l'embout entre les lèvres.  
Inspirer lentement et profondément.  
Enlever l'appareil et expirer doucement.  
Répéter l'opération deux fois.