




# Aerolizer® Poudre

## Bien utiliser mon dispositif d'inhalation

1




Retirer le capuchon de protection.

2



Tenir fermement le socle et faire pivoter l'embout buccal dans le sens de la flèche.

3



Placer la gélule dans le logement prévu à cet effet.

4




Refermer l'inhalateur en remettant l'embout buccal dans sa position initiale.

5



Appuyer sur les 2 boutons poussoirs en maintenant l'inhalateur en position verticale, puis relâcher.

6



Expirer à fond. Placer l'embout dans la bouche et serrer les lèvres. Incliner la tête en arrière et inspirer rapidement et profondément. Après utilisation, retirer la gélule.