




Asmanex-Twisthaler® Poudre


Bien utiliser mon dispositif d'inhalation

1



Retirer le capuchon : **tenir** la base et **tourner** le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En dévissant le capuchon, l'appareil charge la dose destinée à l'utilisation.

2



Expirer en dehors du dispositif.

3




Placer l'embout dans la bouche, en fermant les lèvres autour. **Inspirer** rapidement et profondément.

4



Retirer l'inhalateur de la bouche et **retenir** la respiration pendant environ 10 secondes ou aussi longtemps que possible. **ne pas expirer** dans l'inhalateur.

5



Fermer l'inhalateur immédiatement après chaque inhalation. Pour cela, **maintenir** l'inhalateur à la verticale et **faire tourner** le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre, en maintenant une légère pression jusqu'à entendre le « clic » et que la fermeture soit complète.

6



L'encoche sur le capuchon **doit être tout à fait alignée** avec la fenêtre du compteur.

Pour de plus amples informations, se reporter à la notice d'utilisation.