

SPIROMAX

Bien utiliser mon dispositif d'inhalation

1



Tenir l'inhalateur avec le capuchon de l'embout buccal vers le bas.

2




Ouvrir le capuchon de l'embout buccal en le pliant jusqu'à entendre un clic sonore. Votre dose de médicament est automatiquement mesurée. L'inhalateur est maintenant prêt à l'emploi.

3

Expirer doucement et autant que possible.
N'expirer pas dans l'inhalateur.

4



Placer l'embout buccal entre les dents et placer les lèvres autour de cet embout. Ne pas mordre l'embout. Et veiller à ne pas boucher les aérations. Inspirer par la bouche aussi profondément et fortement que possible.

5

Retenir sa respiration pendant environ 10 secondes.

6



Retirer l'inhalateur de la bouche et expirer doucement. Fermer le capuchon de l'embout buccal.