


ELLIPTA


Bien utiliser mon dispositif d'inhalation



Embout buccal
Grille d'aération


"Clic"

Ouvrir le couvercle en le faisant glisser vers le bas jusqu'à entendre un clic.
Ne pas secouer l'inhalateur.
Le compteur de doses affiche 1 dose en moins pour confirmer que le médicament est prêt à être inhalé.



Vos lèvres s'adaptent à la forme profilée de l'embout buccal.
Ne bloquez pas la grille d'aération avec vos doigts.

Expirer autant que possible **en dehors de l'inhalateur**.
Placer l'embout buccal entre les lèvres et les fermer autour de celui-ci.
Prendre une inspiration longue, profonde et régulière et la maintenir le plus longtemps possible.
Retirer l'inhalateur de la bouche.
Expirer lentement et doucement.



Fermer l'inhalateur et se rincer la bouche.