



Easyhaler® Poudre

Bien utiliser mon dispositif d'inhalation

1



Ouvrir l'étui et retirer le capuchon.

2



Agiter l'inhalateur. Placer l'ensemble en position verticale.

3



Presser une seule fois le déclencheur de l'appareil jusqu'au déclic puis relâcher.

4



Souffler hors de l'appareil.

5



Inspirer profondément à travers l'embout. Retenir sa respiration quelques secondes.

Attention : si l'on doit prendre une seconde bouffée, il faut réarmer le système.