




Clickhaler® Poudre


Bien utiliser mon dispositif d'inhalation

1




Retirer le capuchon de l'embout buccal de l'inhalateur.

2




Secouer l'inhalateur.

3




Tenir l'inhalateur à la verticale.
Appuyer fermement sur le bouton-doseur une seule fois.

4



Expirer le plus profondément possible.
(ne jamais souffler dans l'appareil).

5



Mettre l'embout dans la bouche.
Inspirer régulièrement et profondément par la bouche.
Retenir sa respiration pendant 5 secondes.