




# Aérosol doseur Spray

## Bien utiliser mon dispositif d'inhalation

1




Agiter l'appareil et **enlever** le bouchon.

2




**Expirer** profondément.

3



**Placer** l'embout buccal dans la bouche (embout vers le bas).  
**Inspirer** par la bouche et **presser** la cartouche tout en continuant à inspirer.

4



**Bloquer** la respiration 10 secondes et **expirer** normalement.

**Attention** : ne pas faire plusieurs bouffées coup sur coup pendant la même inspiration.