




NEXTHALER

Bien utiliser mon dispositif d'inhalation





Maintenir l'inhalateur fermement en position verticale.
Ouvrir entièrement le couvercle.



Avant d'inhaler le médicament, expirer autant que possible en dehors du dispositif.
Ensuite, amener l'inhalateur à la bouche et placer les lèvres autour de l'embout buccal.

Ne pas recouvrir l'orifice d'aération et ne pas inhaler le produit à travers celui-ci.
Inspirer rapidement et profondément par la bouche.



Retirer l'inhalateur de la bouche et retenir sa respiration pendant 5 à 10 secondes puis expirer lentement.

Replacer l'inhalateur en position verticale et fermer entièrement le couvercle.
Vérifier que le compteur de doses a reculé d'une unité.