




# Turbuhaler® Poudre


## Bien utiliser mon dispositif d'inhalation

1



Dévisser et enlever le capuchon.

2



Tenir l'inhalateur bien verticalement, la molette vers le bas.  
Tourner la molette à fond dans un sens, puis à fond dans l'autre sens jusqu'au "clic".

3



Souffler en dehors du Turbuhaler®.

4



Placer l'embout buccal entre les dents.  
Fermer la bouche et inspirer profondément.  
Avant d'expirer, retirer l'inhalateur de la bouche.

**Attention** : si l'on doit prendre une seconde bouffée, il faut réarmer le système en tournant la molette à droite puis à gauche jusqu'au "clic".